



Z-Band®-Armbänder für erwachsene Patienten



SEE MORE. DO MORE.



Bedruckbare Thermodirekt-Armbänder von Zebra bieten eine einfache und effektive Methode zur schnellen, deutlichen Identifikation von Patienten mit minimalem Aufwand. Die zur Verwendung mit Zebras marktführenden Thermodruckern bestimmten langlebigen Armbänder können mit Text und Barcodes bedruckt werden, um eine eindeutige Patientenidentifikation sicherzustellen.

Fehler bei der Identifikation von Patienten gehören zu den größten Gefahren für die Patientensicherheit. Zebras Angebot an Armbandlösungen für Erwachsene erfüllt eine breite Palette von Anforderungen, von hohem Tragekomfort für Patienten und der Reduzierung medizinischer Fehler bis hin zu verbesserten Arbeitsabläufen und schlankeren Verfahren bei der Patientenaufnahme.

Armbänder für Erwachsene müssen für ein breites Spektrum von Patienten geeignet sein, von jungen Erwachsenen bis hin zu älteren und gebrechlichen Patienten. Die Z-Band-Thermo-Armbandprodukte von Zebra wurden speziell für diese Patienten entwickelt und bieten die folgenden Elemente und Hauptmerkmale:

- Farbbandloser Thermodirektdruck ist äußerst benutzerfreundlich und ermöglicht es, Armbänder schnell zu bedrucken und anzubringen.
- Breite Palette von Materialien für verschiedene Patientenanforderungen und unterschiedlich lange Krankenhausaufenthalte.
- UV-Beschichtung schützt vor Wasser, Handdesinfektionsgels, milden Reinigungsmitteln und anderen in Krankenhäusern verwendeten Substanzen und stellt sicher, dass der Aufdruck während eines typischen Krankenhausaufenthalts lesbar bleibt.
- Antimikrobielle Beschichtung verhindert die Verbreitung der häufigsten Krankenhausinfektionen.
- Armbänder verfügen über manipulations sichere Sicherheitsschlitz, damit sie nicht entfernt und erneut angebracht werden können.
- Armbänder sind in Weiß und Rot erhältlich. Rote Armbänder werden normalerweise eingesetzt, damit das Pflegepersonal bestimmte gesundheitliche Probleme eines Patienten sofort erkennen kann.

Z-BAND-ARMBÄNDER FÜR ERWACHSENE PATIENTEN

SPEZIFIKATIONEN AUF EINEN BLICK*



Z-Band Direct-Armbänder

Unser beliebtestes Thermodirekt-Armbandmaterial, das speziell für die Patientenidentifikation bestimmt ist. Flexibles Polypropylen mit Schutzbeschichtung und ein intuitiver Selbstklebe-Verschluss sorgen für Komfort und Strapazierfähigkeit und ermöglichen eine einfache Anbringung durch das Pflegepersonal.



Z-Band UltraSoft-Armbänder

Z-Band UltraSoft, das sich genauso wie Z-Band Direct durch Strapazierfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, ist das weichste am Markt erhältliche bedruckbare Thermodirekt-Armband. Dieses flexible synthetische Material, das speziell für Patienten mit empfindlicher Haut entwickelt wurde, bietet dank einer weichen Rückseite einen ausgezeichneten Tragekomfort.



Z-Band QuickClip-Armbänder

Z-Band QuickClip, das aus flexiblem Polypropylen mit Schutzbeschichtung besteht, ist für Einrichtungen bestimmt, die Armbänder mit Clip-Verschluss bevorzugen. Es wird standardmäßig mit weißen Clips geliefert. Farbige Clips sind auf Bestellung ebenfalls erhältlich.




Alle obigen Armbandtypen sind MR-sicher[†] und in Cartridges zur Verwendung in Zebras einmaligem HC100-Armbanddrucker sowie in Rollen für Zebra-Desktopdrucker erhältlich.



Z-Band Fusion-Armbänder

Unser selbstlaminierendes Thermodirekt-Polypropylen-Armband, das zur Verwendung in Langzeitpflegeeinrichtungen perfekt ist, bietet erstklassige Langlebigkeit und sorgt dafür, dass die gedruckten Informationen geschützt und bis zu 60 Tage lang scanfähig bleiben. Mit jedem Armband wird auch ein Verlängerungsband geliefert, das größere Flexibilität bei der Anbringung der Armbänder an adipösen oder Ödempatienten ermöglicht.

Z-Band-Thermodirekt-Armbänder sind latexfrei und zur Verwendung in Zebras kompakten Thermodruckern geeignet. Armbänder können so auf „Computern auf Rädern“ oder bei knappem Platzangebot auf Workstations bedruckt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Armbandkompatibilität nach Druckertyp.

	 HC100™	 G-Series™	 LP 2824 Plus™
Z-Band Direct	✓	✓	✓
Z-Band UltraSoft	✓	✓	✓
Z-Band QuickClip	✓	✓	✓
Z-Band Fusion		✓	

†MR-sicher – ein Gegenstand, der in allen MRI-Umgebungen soweit bekannt kein Risiko darstellt



Regionale Niederlassung

Mollsfeld 1, 40670 Meerbusch, Deutschland

Telefon: +49 (0)2159 6768 0 Fax: +49 (0)2159 6768 22 E-mail: germany@zebra.com Web: www.zebra.com

Andere EMEA-Standorte

EMEA-Zentrale: Großbritannien

Europa: Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Türkei Naher Osten & Afrika: Dubai, Südafrika

*Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

©2013 ZIH Corp. Alle Produktnamen und -codes sind Marken von Zebra, Zebra und die Abbildung des Zebra-Kopfs sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.